



## RÉF : LING0005

- boîte de 200 Lingettes Wetlaid,  
Sans rinçage obligatoire.
- TP1, TP2, TP4

### DESCRIPTIF COMPLET

- Composition : **Cellulose / polyamide**
- Couleur : Bleu
- Type : Wetlaid
- Grammage : **23g/m<sup>2</sup>** (tolérance ±12%)
- Taille format : 200 X 200 mm
- Boîte : à dévidage centrale scellée  
Par opercule aluminium.

### AVANTAGES

- Lingettes désinfectantes agro-alimentaire sans rinçage obligatoire.
- TP1/TP2/TP4 pour l'hygiène humaine et la désinfection des surfaces et ustensiles y compris ceux au contact des denrées alimentaires.
- Format 200X200 mm idéal pour la prise main.

### NORMES

ACTIVITE	NORMES	DOSE / TEMPS DE CONTACT à 20°C	Souche(s)
BACTERICIDE	EN13727+A2	80% / 60s	*E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus
	EN1276	80% / 5min	*E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus
	EN1500	4 ml / 60s	*E.coli K12
	EN13697	100% / 60s	** E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus S.typhimurium, L.monocytogènes
FONGICIDE	EN1650	80% / 5min	*Aspergillus brasiliensis
	EN13697	100% / 60s	** Aspergillus brasiliensis
VIRUCIDE	EN14476+A1	80% / 60s	En condition de saleté (3 g/L d'albumine bovine + 3 ml érythrocytes de mouton) Norovirus murin S99
	EN14476+A2	80% / 5min	En condition de saleté (3 g/L d'albumine bovine + 3 ml érythrocytes de mouton) Adénovirus type 5 ATCC VR-5
	EN14476	80% / 30s	En condition de propreté (3 g/L d'albumine bovine) Influenzavirus type A H1N1
LEVURICIDE	EN13624	80% / 60s	*Candida albicans
	EN1650	80% / 5 min	*Candida albicans
	EN13697	100% / 60s	** Candida albicans

### DOMAINES D'UTILISATION



### INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONNEMENT : carton de 6 Boîtes

SOUS CONDITIONNEMENT : Boîte de 200 Lingettes

QUANTITÉ MINI CDE : 1 carton