



Eau gélifiée pour les brûlures

Tube de 50 ml

Dose individuelle de 5 ml

■ Gamme Spécifique

RÉFÉRENCE :

GEL 7061 EG : TUBE OPERCULE 50 ML
SAC 6085 EG : LOT DE 30 SACHETS

ARTICLE

DESCRIPTION

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau.

Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler.

Le système de distribution inversé du sachet et son goulot central permettent une application précise d'une seule main.

CONTENANCE

Tube operculé de 50 ml

Sachet de 5 ml au format 60 x 95 mm à usage unique

PROPRIETES DU PRODUIT ACTIF

Gel d'hydratation à base d'eau purifiée

Sa viscosité l'empêche de couler

Sans solvant ni additif

Non allergène

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Usage externe

A appliquer en fine couche de 4 à 5 mm sur la zone à hydrater.



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.