



## Fiche Technique

**Référence : COM 6041 CH**

Gencod : 3760098256419

**Référence : LOT 6140 CH**

Gencod : 3760098256402

**Référence : AER 6053 CH**

Gencod : 3328680030580

**Référence : PUL 6060 CH**

Gencod : 3328680040633

**Référence : PUL 6260 CH**



**AER 6053 CH**



**PUL 6060 CH**

**PUL 6260 CH**



**COM 6041 CH par 30**  
**LOT 6140 CH par 100**

*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## Compresse et sprays à la chlorhexidine

### Descriptif & propriétés du produit actif :

La chlorhexidine de digluconate est un désinfectant puissant à large spectre.

C'est une solution nettoyante et assainissante cutané à action immédiate. Inodore, et incolore, elle est sans alcool et ne pique pas.

Les pulvérisateurs, plus économiques que les flacons, évitent le phénomène d'évaporation et permettent une souplesse et une sûreté d'utilisation.

Son application en spray permet de nettoyer la zone à traiter en garantissant une vaporisation fine et uniforme.

### Contenance :

- 110 ml brut pour l'aérosol, référence AER 6053 CH
- 50 ml net pour le pulvérisateur, référence PUL 6060 CH
- 100 ml net pour le pulvérisateur, référence PUL 6260 CH
- 2 ml pour la compresse imprégnée, à usage unique

### Utilisation :

Usage externe

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

